

# PelviAir

## Max

## Sonda Manométrica Vaginal

### Sonda PelviAir Vaginal

A sonda manométrica vaginal da Miotec é fabricada utilizando um rigoroso controle de qualidade, constituída de material com excelente resistência e flexibilidade.

### Instruções de utilização

- Pressionar a sonda para retirar o ar e conectar ao dispositivo de medição (padrão luer lock);
- Revestir a sonda com preservativo não lubrificado e segurar na base do conector;
- Introduzir a sonda na cavidade vaginal;
- Inflar a sonda lentamente até que o paciente sinta o contato com a parede vaginal;
- Verificar a medida de variação da pressão durante o exercício no dispositivo de medição;
- Liberar a pressão do balão;
- Remover da cavidade vaginal;
- Retirar o preservativo e descartá-lo;
- Desconectar do dispositivo de medição;
- Higienizar e guardar o equipamento.

### Armazenamento e conservação

- Não pisar ou apoiar qualquer objeto no envelope.
- O produto deve ser armazenado em local seco e fresco, protegido do calor excessivo e da luz do sol direta. Recomendamos estocar o produto em temperaturas entre 5 a 30 graus celcius.

### Descarte

As sondas PelviAir são de uso individual e não podem ser utilizadas em diferentes pacientes. Após o tratamento, lavar com água corrente e descartar em lixo hospitalar.

### Especificações Técnicas

**Materiais:** Corpo de Poliacetal; Balão de Silicone.

**Peso:** 41g.

**Dimensões:** 128mm x 25mm

**Informações adicionais consulte manual no interior da embalagem.**

1

Uso individual!

Higienização após o uso!

X

Não reprocessar!

Descartar em lixo hospitalar!

Fabricado por: Miotec Equipamentos Biomédicos LTDA  
**CNPJ:** 05.245.225/0001-21. **Endereço:** Av. Taquara, 375 / Sala 202  
Bairro Petrópolis – CEP 90460-210 - Porto Alegre / RS.  
**Responsável Técnico:** Fabiano Pires Ergoni **CREA-RS:** 113407  
**Registro ANVISA:** 80351690003 - [loja.miotec.com.br](http://loja.miotec.com.br)

Validade: indeterminada