

MioCase

TECNOLOGIA, DIDÁTICA E CUIDADO EM UM SÓ KIT

APRESENTE AOS SEUS ALUNOS
E PACIENTES O QUE HÁ DE

MAIS COMPLETO EM TECNOLOGIA

APLICADA À FISIOTERAPIA PÉLVICA



Uma maleta prática, segura
e totalmente equipada com
11 soluções exclusivas.



Para quem **ensina**, para quem **cuida**, para quem **transforma**!

Se você é professor(a) de fisioterapia e atua na área pélvica ou outras especialidades, sabe o quanto é desafiador demonstrar recursos clínicos com clareza, segurança e impacto.



Demonstrações práticas
com recursos reais



Maior engajamento em
sala de aula e supervisão



Aplicação direta na clínica
com o paciente



Didática visual e interativa
para explicar biofeedback,
eletroestimulação e tonicidade

A MIOCASE SURTIU PARA TORNAR ISSO POSSÍVEL
DE FORMA SIMPLES, ORGANIZADA E COMPLETA.

POR DENTRO DA MIOCASE: 11 SOLUÇÕES QUE FAZEM A DIFERENÇA

Da avaliação à reabilitação,
do treino funcional
ao cuidado domiciliar.
Tudo isso com qualidade
clínica e foco educacional.





Sondas perineais

Dispositivos intracavitários para eletromiografia e eletroestimulação:

PelviFit Lite

Vaginal, design anatômico e maior facilidade para exercícios funcionais

PelviLine Lite

Anal, design retilíneo e com alto padrão de qualidade

PelviLine Max

Vaginal, ideal para anatomias maiores e com maior superfície de contato



Educadores perineais

Para melhorar a consciência corporal e permitir prática domiciliar com segurança:

PelviFit Trainer

Anatômica e leve, para uso clínico e domiciliar com biofeedback visual

PelviFit Trainer Plus

Possui biofeedback visual e eletrodos para eletroestimulação e eletromiografia

PelviFit Trainer PRO

Possibilita utilizar uma combinação de peso internos que variam de 25g a 170g

PelviFit Trainer Comfort

Dispositivo na cor pink, com acabamento em silicone soft agradável ao toque

Treinador para tonicidade perineal

Promovem flexibilidade, propriocepção e recuperação funcional:

PelviAir Max – Insuflável, para treino vaginal

PelviAir Lite – Versão anal para reabilitação e fortalecimento

Previni – Multifuncional para relaxamento, treino expulsivo e muito mais

Manômetro analógico - Sensor manométrico de pressão para operação das unidades Air e Previni

Uma solução criada com e para fisioterapeutas

A MioCase nasceu do diálogo com profissionais da área. O resultado é um kit que atende desde a prática clínica até a demonstração didática, reunindo:

- ✔ Produtos anatômicos e funcionais
- ✔ Equipamentos reutilizáveis e de alta durabilidade
- ✔ Variedade para diferentes objetivos terapêuticos
- ✔ Visual profissional que impressiona e gera confiança

Por que ter uma MioCase?

- ✔ Demonstrar diferentes tipos de sondas e educadores
- ✔ Oferecer recursos diversos em atendimentos
- ✔ Aumentar o vínculo do paciente com o tratamento
- ✔ Ensinar com materiais reais, promovendo aprendizado aplicado
- ✔ Levar inovação, ciência e cuidado em um único gesto

SIMPLES COMPLETA INOVADORA



A MioCase é moderna, compacta e ideal para quem precisa transportar seus materiais com segurança em aulas práticas, estágios, clínicas-escola ou atendimentos externos.

UMA FERRAMENTA INDISPENSÁVEL PARA QUEM FORMA NOVOS PROFISSIONAIS E QUER IMPACTAR VIDAS COM TECNOLOGIA, CIÊNCIA E HUMANIDADE.

 WhatsApp: (51) 99692-0191

 miotec@miotec.com.br

 Av. Taquara - 375/202, Bairro Petrópolis
CEP: 90460-210 | Porto Alegre - RS

 @miotec_insta

 Miotec Equipamentos Biomédicos

 @miotecoficial