


*Dispositivos intracavitários vaginais/anaís
para contração perineal

PACK ADVANCED

Tecnologia Premium para resultados superiores!

PelviFit Trainer | PelviFit Max | PelviFit Lite
PelviLine Lite | PelviLine Max



*VERIFIQUE A COMPATIBILIDADE COM O SEU EQUIPAMENTO

Lucratividade e versatilidade: pack com **10 unidades variadas**, pronto para atender todas as necessidades de seus pacientes e tratamentos!



Para saber mais
Acesse nossa loja!
loja.miotec.com.br



Parabéns, você está adquirindo o Pack Advanced da Miotec, com 10 unidades variadas de dispositivos intracavitários, sendo eles:

2 unidades do educador PelviFit Trainer
Formato anatômico com Biofeedback visual.

2 unidades do eletrodo PelviFit Max
Formato anatômico e dimensões que permitem um encaixe seguro.

2 unidades do eletrodo PelviFit Lite
Formato anatômico que proporciona encaixe ergonômico.

2 unidades do eletrodo PelviLine Lite
Formato retilíneo e tamanho reduzido para um maior conforto nos exames.

2 unidades do eletrodo PelviLine Max
Formato retilíneo e dimensões para se adequar às diferentes anatomias.

Atenção!

Todos os dispositivos deste Pack são destinados a **melhoria das funções da musculatura do assoalho pélvico**, e devem ser utilizados de acordo com a orientação e determinação do fisioterapeuta responsável pelo tratamento adotado, que devem ser selecionados de acordo com a necessidade de cada paciente.

Os dispositivos são desenvolvidos com alto padrão de qualidade, sendo confeccionados com plástico ABS e contatos metálicos em aço inoxidável.



Para mais informações sobre cada um dos produtos, consulte a página de manuais da Miotec:

www.miotec.com.br/manuais



Para adquirir online este e outros produtos Miotec, acesse nossa loja virtual:

loja.miotec.com.br

Indicações de Uso

Cada dispositivo deve ser utilizado em um único paciente, sendo descartado após o uso. Verificar a utilização correta para cada eletrodo ou educador pélvico em seus respectivos manuais. Recomenda-se, antes da sua utilização, uma prescrição de um profissional de saúde.

Contraindicações de Uso

- Se a embalagem estiver violada;
- Se estiver em pós-cirúrgico;
- Com lesões no tecido vaginal ou anal;
- Em período menstrual;
- Em pacientes com marca-passo, no caso de estimulação elétrica;
- Caso o paciente sinta algum desconforto, alergia ou irritação na pele.

Descarte

Os dispositivos intracavitários são descartáveis e de uso individual. Os produtos são previamente higienizados com álcool isopropílico e após o uso devem ser descartados em lixo hospitalar. Qualquer tentativa de imersão em líquido pode comprometer o funcionamento do eletrodo.

Conservação e Armazenamento

Armazene em local seco, fresco e protegido da luz solar. Evite temperaturas abaixo de 5°C ou acima de 40°C. Higienize após o uso e mantenha na embalagem original.

Garantia e validade

Garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação mediante nota fiscal. Não cobre danos por uso ou armazenamento inadequado. Retire da embalagem principal e avalie as condições antes do término do prazo de garantia. O produto possui validade indeterminada, desde que armazenado corretamente. No entanto, a garantia precede a validade.



Uso Individual



Higienizar Após o Uso



Não Reprocessar



Descartar em Lixo Hospitalar

A Miotec não se responsabiliza pelo uso indevido deste produto. Os dispositivos intracavitários devem ser utilizados e descartados conforme as instruções desta embalagem.



Fabricado por: Miotec Equipamentos Biomédicos LTDA
CNPJ: 05.245.225/0001-21 Endereço: Av. Taquara, 375 / Sala 202 Bairro
Petrópolis – CEP 90460-210 – Porto Alegre / RS
loja.miotec.com.br

Responsável Técnico: Fabiano Pires Ergoni
CREA-RS: 113407
Registro ANVISA: 80351690007